



## Reactivos en Tableta Rojo de Fenol para pH (Grado Visual) 50 tabletas, LaMotte

Código: 6915A-H

50 Tabletatas



### Reactivos en Tabletas de Rojo Fenol Grado Visual para la Determinación de pH en Agua

Las tabletas de rojo fenol grado visual son una herramienta esencial para la determinación precisa del pH en muestras de agua. Estas tabletas, diseñadas para disolverse rápidamente, son ideales para su uso en campo, para el análisis de agua potable y agua en piscina. Están diseñadas para funcionar perfectamente con los equipos digitales de la marca LaMotte®, incluyendo el [Fotómetro Digital ColorQ](#), así como con el [Comparador Visual XX01308 LaMotte®](#), asegurando resultados confiables en la medición de pH.

**Marca:** LaMotte

**Código:** 6915A-H

**País de Origen:** Estados Unidos



## Características

- **Disolución Rápida:** Facilitando un análisis rápido y eficiente.
- **Sin Turbidez:** Aseguran una medición clara y precisa sin generar turbidez en la muestra.
- **Empaque Seguro:** Presentadas en blísteres de aluminio, las tabletas se liberan fácilmente, evitando contaminación, quiebres o dispersión

**Cumplimiento Normativo:** Estas tabletas cumplen con los valores de pH obligatorios de 6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.6, 8.2 y 8.5, según la **Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2017**, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.

## Especificaciones Técnicas

### Especificaciones

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Factor de Prueba:</b>     | pH                                     |
| <b>Sistema de Prueba:</b>    | Reactivo Visual                        |
| <b>Alcance/Sensibilidad:</b> | 6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.6, 8.2 y 8.5 ppm |
| <b># de pruebas:</b>         | 50                                     |

### Aplicaciones:

- **Análisis de Agua Potable:** Garantiza la calidad del agua para consumo humano.
- **Análisis de Agua de Piscinas:** Ayuda a mantener el equilibrio químico adecuado para la seguridad y comodidad de los usuarios.

## Accesorios y Consumibles

### Incluye:

- 1 paquete con 5 blister de aluminio de 10 pastillas rojo fenol grado visual (Cod. 6915A) para medir pH el agua.

## Instrucciones de uso y almacenamiento

1. **Manipulación:** Utilizar con las precauciones de higiene industrial adecuadas y en áreas bien ventiladas. Evitar ingerir, comer, beber o fumar durante su manipulación.
2. **Almacenamiento:** Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la luz directa del sol y fuera del alcance de los niños.